



クエン酸ナトリウム 3.2%入り 微量血液容器

クエン酸ナトリウム3.2%入り 微量血液容器

本製品はカルシウムをキレート除去するクエン酸ナトリウムがあらかじめ入れられた血液容器です。血液収容後の収容量は0.5mlと1.0mlの2種類をご用意しております。

コンプリータイプは13 x 75mmの形状であり、遠心機や各種機器のラックへのセッティングが容易になっています。

キャップの色は国際的な色分けに準拠したライトブルーを採用しております。直射日光を避け、4-25℃で保管してください。



■ 使用方法

ご使用の際には、添付文書をよくお読みください。



1 チューブキャップを取り外します。



2 静脈血をチューブに移します。



3 オリジナルキャップでチューブを閉じます。



4 採取後にすぐチューブを数回軽く反転させます。



5 必要に応じて、13x75キャリアチューブにチューブを挿入することができます。

■ チューブ製品概要

製品番号	製品情報(添加剤等)	キャップカラー	収容量	内包装
450539	クエン酸ナトリウム 3.2%	ライトブルー	1ml	50本

株式会社グライナー・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-10 PMO内神田ビル
TEL 03-5843-9159 FAX 03-6275-0546
URL https://www.gbo.com/ja_JP.html

グライナー・ジャパン取扱店

■ お願いおよび注意事項

【使用範囲】 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。