



NEW

リクイチェック 参考値付 感染症コントロール

装置・試薬メーカーから独立して製造された感染症コントロールが、検査結果の信頼性を高めます。

リクイチェック 参考値付 感染症コントロールは、各社試薬の参考値付液状マルチコントロールで、マルチ I とマルチ II の 2 製品をラインナップしています。

項目

- マルチ I : HBs 抗原、HBc 抗体、HCV 抗体、HIV-1 抗体、HTLV-I 抗体、CMV 抗体
- マルチ II : HBs 抗体、HAV 抗体

製品特長

- マルチコントロール : シングルコントロールを集約
- 患者サンプルに近い反応 : ヒト由来成分ベース
- 使いやすさ : 調製不要の液状コントロール
- 長い製造後安定性 : 管理値設定に必要なクロスオーバー試験の回数を削減
- 各社試薬の参考値付き : Abbott Alinity、Roche cobas、Ortho VITROS 等
- Unity に参加可能 : QC データのピア比較を利用したトラブルシューティング

リクイチェック 参考値付 感染症コントロール マルチ I



- 参考値付マルチコントロール
- ヒト血清ベース
- 全自動免疫装置の参考値付き
- 製造後安定性: 3年間 (2~8°C)
- 開封後安定性: 60日間 (2~8°C)

項目

HBs 抗原	HIV-1 抗体
HBc 抗体	HTLV-I 抗体
HCV 抗体	CMV 抗体

リクイチェック 参考値付 感染症コントロール マルチ II



- 参考値付マルチコントロール
- ヒト血清ベース
- 全自動免疫装置の参考値付き
- 製造後安定性: 3年間 (2~8°C)
- 開封後安定性: 60日間 (2~8°C)

項目

HBs 抗体
HAV 抗体


Ordering Information

商品コード	商品名	容量・規格	保存温度	BR コード
12064	リクイチェック 参考値付 感染症コントロール マルチ I クラス C	5 mL × 1	2 ~ 8°C	00164
12065	リクイチェック 参考値付 感染症コントロール マルチ I クラス E	5 mL × 1	2 ~ 8°C	00166
12066	リクイチェック 参考値付 感染症コントロール マルチ I クラス F	5 mL × 1	2 ~ 8°C	00168
12063	リクイチェック 参考値付 感染症コントロール マルチ II- B	5 mL × 1	2 ~ 8°C	00152

Visit Bio-Rad.com for more information.

Bio-Rad is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc. All trademarks used herein are the property of their respective owner.
© 2025 Bio-Rad Laboratories, Inc.

BIO-RAD バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

診断薬 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24
TEL: 03-6361-7070 FAX: 03-5463-8481
 0120-996-598