

# バイオハザードバッグ

SARSTEDTのバイオハザードバッグは、研究室や病院で使用済みの廃棄物を回収・廃棄するために設計されています。厚さ50 μmのポリプロピレンフィルムと、頑丈で幅広いシーリングにより、高い引き裂き強度および耐穿刺性を実現しています。ただし、怪我のリスクがあるため鋭利な物や尖った物は絶対に入れないでください。

SARSTEDTのバイオハザードバッグは、最高134℃のオートクレーブ滅菌に適しています。滅菌を確実にするため必ずバイオハザードバッグは密封せずにオートクレーブ処理を行ってください。各種サイズに加え、カラーバージョンや「バイオハザード」ラベル付きの製品もご用意しております。

- 使用時の高い安全性を確保する高耐久性フィルム（50 μm）
- 廃棄物の体積削減
- 最高134℃でオートクレーブ滅菌可能

開口部の幅×長さ (mm)	容量**	色		印刷		印刷色		包装（内袋/内箱/外箱）	Art.No.
		ナチュラル	黄色	有	無	赤	青		
200 x 300	2リットル	●			●			100 / 100 / 1.000	86.1197*
300 x 500	7リットル	●			●			50 / 50 / 500	86.1198
300 x 500	7リットル	●		●		●		50 / 50 / 500	86.1201
300 x 500	7リットル		●	●			●	50 / 50 / 500	86.1201.103
400 x 780	24リットル	●			●			50 / 50 / 250	86.1199
600 x 780	40リットル	●			●			50 / 50 / 250	86.1200
600 x 780	40リットル	●		●		●		50 / 50 / 250	86.1203
600 x 780	40リットル		●	●			●	50 / 50 / 250	86.1203.103
700 x 1.120	80リットル	●			●			50 / 50 / 150	86.1204
700 x 1.120	80リットル		●	●			●	50 / 50 / 150	86.1206.103

\* テーブルラック用でディスペンサーボックス入りのバイオハザードバッグ。（100枚/箱）

\*\* オートクレーブ処理後も再封可能。



## バイオハザードバッグ用テーブルラック

エポキシ樹脂コーティングワイヤー製

Art.No. : 95.1297

テーブルラック（ディスペンサーパック1個付、Art. No. : 86.1197）